# 30307203700

# 初中声学实验箱

使用说明书

余姚市神马教仪成套有限公司

# 30307203700 初中声学实验箱


# 一、用途:

本产品为组合式实验箱,主要用于初中物理教学实验-声学实验中使用。实验内容主要包含有声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声分类、控制和测量等实验。

# 二、组成:

实验箱配置清单:

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	声源放大器	7	听诊器	13	发音齿轮
2	抽气筒	8	蜂鸣器	14	话筒
3	钢直尺	9	鼓膜震动	15	音叉
4	电池盒	10	噪音仪用电池	16	声传播装置
5	铜拨	11	手摇转台	17	敲击锤
6	电池	12	手摇转台立柱	18	钢板琴



#### 三、实验内容及方法:

#### 1、声音的产生:

- (1) 敲击音叉、敲击钢板琴、铜钹、小鼓、人说话等都会发出声音,将直尺一端压在桌上,另外一端大部分露出桌外,然后上下波动尺子,发现尺子发出响声。将敲击过的音叉放入水中有水花四溅来体现,水花在实验中起到将微小振动放大的作用,说明音叉是由于振动而发声的,人说话是由于声带的振动。
- (2) 敲击钢板琴、铜钹、鼓膜由于振动能够听到声音,敲击后用手捂住后,由于振动停止而声音消失。人说话是由于声带的振动。


实验证明:声音是由于物体的振动而产生,一切正在发声的物体都在振动。

# 2、声音的传播:

(1)我们将正在发声的物体叫做声源,通过学习了声音是由于振动而产生,由于物体的振动,才能产生声音,声音是物体振动产生的波动,声传播要通过介质来传播才能听到,声音以波的形式向各个方向传播。

拿出听诊器观察它的结构,听取心跳,了解传播原理: 依靠胸具收集声音,通过皮管传播声音。将声音放大后,耳具直入耳洞,可以最大程度地减小声音的损耗,将声音呈现到最清晰的状态。利用固体传声带动气体传声,把声音束缚着朝一个方向传播,所以我们能听到心跳声。

- (2) 我们人说话能够听到,下雨能够听到雨的声音,耳朵贴着桌面,另外一个人轻轻敲击桌面也可以听到,一切正在发声的物体都在振动,气体、液体、固体都可以因振动而发出声音。
  - (3) 取出声传播筒和声源装置按图示连接好如图:



声源的输出连接声传播筒的上端连接,声源的接收连接声传播筒的接收端连接,电源端连接直流 6V 电压,用四节干电池供电。声源的上端出气口用乳胶管连接后用塑料夹子加持,防止漏气。

# (4) 验证声音能在空气中传播

声音能在空气中传播,语言交流、音乐欣赏等都是通过空气传播的,本来不需要再验证,但是为了验证声音不能在真空中传播作对比(在实验前需要取出传声简中的固体棒),因此先作此实验。将信号发生盒电源开关打开,指示灯发光,声源处发声,可让学生听一听。将声源放入声传播简上端,打开放大扬声盒电源开关,指示灯即发光,就可听到扬声器发出的与发声座相同的连续声。如果关掉信号发生盒电源开关,发声座不发声,扬声器声音即消失。打开电源开关,扬声器即发声,说明声音通过声传播简内空气进行传播。

# (5) 验证声音不能在真空中传播

将两用气筒的抽气口连接抽气管,抽气管在连接到传播筒下端,声源的上端用乳胶管连接后用塑料夹子加持,防止漏气。如实验检查发声座与传播筒之间的密封性,当两用气筒抽气后,放大扬声盒中发出的音频声将明显减小,说明随着管内真空度增加,声音传播能力下降,直到只能听到很小声音,这是由于不可能将传播筒内抽到绝对的真空,所以声音慢慢变小,说明实验不能在真空中传播。

#### (6) 验证声音能在固体中传播

将发声源上端上乳胶管取下,空气即进入声传播筒内。关闭信号发生 盒与放大扬声盒电源开关,取下发声座,将固体棒放入声传播筒内,注意 使上下端均和压电陶瓷片相接触。然后打开信号发生盒与放大扬声座电源 开关,扬声器即发出响亮的连续音频声,因为这个时候里面有空气和固体 两种,我们按实验(5)的步骤在抽真空后,声音没有变化,说明固体棒棒可传播声音。

#### (7) 验证声音能在液体中传播

关闭信号发生盒与放大扬声盒电源开关,取下发声座,将传声棒取出,再将发声座放好。声传播筒向下端皮管中套入小漏斗,漏斗举高到高于声传播筒,通过小漏斗注入水(也可加几点红墨水,以增加观察效果)。直到水浸到发声座上的压电陶瓷片,打开信号发生盒与放大扬声盒电源开关,

扬声器即发出响亮的声音,说明声音可通过液体传播。

为了实验更加方便本套产品也增加了一个简单的发声装置蜂鸣器,蜂鸣器直接连接电池盒两端,使用时将电池盒内放入两节五号电池,打开开关,蜂鸣器发出响亮的声音,手持电池盒可直接将蜂鸣器放入水中,我们还是可以听到声音,说明声音可以在液体中传播。


# 3、声音的特性:

声音的音调、响度和音色是描述实验的特性,俗称声音的三要素。

# (1) 音调:


a:将一把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢。改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动。(注意用力要大致相同)比较两种情况下钢尺振动的快慢与音调的高低有什么关系?振动的快,发出声音的音调就高。振动的慢,发出声音的音调就低。


b:把发音齿轮固定在手摇转台上(手摇转台立柱插入在手摇转台的对应孔中),安装好皮带,匀速转动转台,(如图):



用硬胶片接触其中一个齿轮,齿轮因振动而发声,改变转速,胶片发出的声音也随之变化。转速越快,音调越高,保持转速不变,用胶片接触不同的齿轮,胶片发出不同音调的声音。齿轮齿数越多,胶片发出声音的音调越高,音调主要由声音的频率决定。

c:将话筒与示波器连接好,对着不同频率的音叉敲击,观察两次波形的不同之处,可以看出声音高的如图 a 波形密,声音低的如图 b 波形疏,如图:





注:话筒最好应与音频功率放大器连接后再接示波器,实验现象明显, 实验中需要的不同音叉和音频功率放大器需要自备。

实验证明:音调与声源振动的快慢有关,物体单位时间内振动的次数叫做频率,因此音调与声源振动频率有关,频率越高,音调越高,频率越低,音调越低。

#### (2) 响度:

a:将音叉固定在音叉盒上,然后用橡皮锤不同力度敲击音叉。比较两次敲击下音叉发出声音的大小。(响度由发声体的振幅决定。振幅大,响度大;振幅小,响度小)

b:再次敲击音叉由远到近聆听声音的变化,发现离音叉越近声音越大。(响度与发生体的远近有关,距离越近响度越大。)

#### (3) 音色:

a: 敲击音叉、敲击钢板琴、铜钹、小鼓发现听到的声音不同。(那是因为不同的发声体由于其材料、结构不同,则发出声音的音色也不同)。

b: 分别敲击钢板琴上各个钢板,发现所发出的的声音也各不相同(那是因为同种材料的发声体由于结构不同,所发出声音的音色也不同)

#### 4、噪声

- (1) 在生活、工作中那些令人愉快的,优美动听的声音称为乐音,反之令 人厌烦的、刺耳难听的声音称为噪声。
- (2) 噪声的来源很广有工业噪声比如: 机器工作中发出的噪声;交通噪声: 汽车、摩托车、压路机、飞机等发出的噪声;生活噪声:音量很大的摇滚乐. 鞭炮声等;自然噪声:如雷鸣声等。由于噪声有许多危害,短时间的噪声会使 人心烦意乱,妨碍工作和休息;长时间的噪声会引起听力下降,造成听力损 伤,常伴随头昏、头疼. 神经衰弱等症状,并易诱发疾病,对人的健康产生不 良影响。因此控制噪声很重要,现代社会把控制噪声列为环境保护的一个重

#### 要方面。

# (3) 噪声的控制

- a:减小噪声源的噪声。在不影响各种机械性能的情况下,用金属材料做成蜂窝状装置把噪声源罩起来,如汽车、摩托车上安装消声器就是一个很好的例子。
- b:远离噪声源或设置屏障。在城市的许多马路旁设置隔音板,减弱交通噪声对居民生活的影响。
- c:在人耳处通过戴上防噪声耳塞,或者用一小团棉花塞在外耳道里,可以减小噪声的影响。例如射击运动员在平时的训练和比赛中都戴上特制的耳塞保护耳朵。

# (4) 噪声的测量:

- a:主要使用噪声仪,用于测量环境噪音使用,做为常规性一般检测,让学生了解分辨噪声的大小。
- b: 仪器使用一节 9V 电池, 仪器面板由开关和调节档选择, "MXA"为记录最大值, "MIN"为记录最低值, 测量范围为 30dB-130dB。

#### 四、注意事项:

- (1) 做声音传播实验时注意电源正负极,连接电源时一定要确保连接正确,以免电源接反,导致内部元件损坏。
- (2) 在做音调实验 b 中, 手摇应均匀, 手持塑料片末端, 避免因转动伤手。
- (3) 需要使用电池的器材,在使用后应将电池取出。
- (4) 产品实验后应将各部件收纳实验箱中,便于下次实验。

余姚市神马教仪成套有限公司 0574-62567068