

30306009101

数字天平使用说明书

一、用途：

杠杆及支架供小学科学及中学物理学生分组实验用，探究杠杆的原理和平衡条件。

二、结构：

产品由杠杆尺、底座、支杆、中心轴、砝码、游码等组成。

三、使用方法：

将支杆插入底座方孔，杠杆尺置于支杆上端槽内用中心轴销住，使杠杆能灵活转动；游码卡于杠杆尺上缘，左右移动使杠杆保持水平；在杠杆尺两端不同的位置挂上砝码，当杠杆尺

保持水平时，研究其平衡的条件。

四、维护保养与注意事项：

实验时，不要在杠杆上挂过重的其他物品，以免损坏。

本产品为塑料制品，勿重压，以免变形。

使用完毕及时放回盒内，妥善保管。

余姚市神马教仪成套有限公司

电话：0574-62567068